

Anticorpo Policlonal Anti-Psd95 Para Wb, If/Icc, Elisa - P78352

Número do item: CM0027285



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PSD95 humana (DLG4, SAP90). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas em plasticidade sináptica e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSD95 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1742
GeneID	1742
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 420-510 da PSD95 humana (NP_001308004.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78352
Peso da Proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo