

Anti-Psd95 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P78352

Número do item: CM0002904



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PSD95, validado para Western blot e ELISA. Reconhece a região N-terminal do PSD95 humano e reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para detectar PSD95 endógeno em tecido cerebral, permitindo estudos de plasticidade sináptica e organização pós-sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSD95 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1742
ID do Gene	1742
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do PSD95 humano (P78352).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P78352
Peso da Proteína	80 kDa
Envio	Saco com gelo