

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Psd95 Para Wb, Elisa - P78352

Número do item: CM0028665



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a PSD95 humano (Homólogo 04 do Disco Grande, SAP90). Adequado para aplicações de Western Blot e ELISA; reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para estudar a plasticidade sináptica e a organização da densidade pós-sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSD95 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1742
GeneID	1742
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 do PSD95 humano (NP_001308004.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78352
Peso Proteico	80kDa
Transporte	Bolsa de gelo