


Polymab® De Coelho Anti-Psd95 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78352

Número do item: CM0012016



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PSD95 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre plasticidade sináptica e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PSD95 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1742
GeneID	1742
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PSD95 humano (NP_001308004.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P78352
Peso da proteína	80 kDa
Transporte	Bolsa de gelo