

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psen2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49810

Número do item: CM0026685



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PSEN2 humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PSEN2 de humano, camundongo e rato, ideal para pesquisa de Alzheimer e gama-secretase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSEN2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5664
GeneID	5664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 267-384 da PSEN2 humana (NP_000438.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49810
Peso da Proteína	50kDa
Transporte	Saco de gelo