

Anticorpo Policlonais Anti-Psg1 Para Wb/If-P/Ihc-P/Elisa - P11464

Número do item: CM0027965

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSG1 humano (beta-1-glicoproteína 1 específica da gravidez). Adequado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Detecta uma glicoproteína secretada de ~47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSG1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5669
GeneID	5669
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-419 da PSG1 humana (NP_001171754.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P11464
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo