


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psip1 Para Wb, Elisa - 075475

Número do item: CM0019047



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSIP1 humano (LEDGF/p75), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas em regulação da transcrição, desenvolvimento do cristalino e integração viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PSIP1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	11168
ID do gene	11168
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-530 da PSIP1 humana (NP_150091.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O75475
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo