


Anticorpo Policlonal Anti-Psma1 Para Wb - P25786

Número do item: CM0021700



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PSMA1 (Subunidade alfa tipo-1 do proteassoma), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de função do proteassoma e degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA1 pAb Coelho
Observações/Apelido	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5682
GeneID	5682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 do PSMA1 humano (NP_002777.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25786
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo