


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psma1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25786

Número do item: CM0012144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PSMA1 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PSMA1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função do proteassoma e vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PSMA1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5682
GeneID	5682
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 164-263 do PSMA1 humano (P25786).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25786
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo