


## Anticorpo Policlonal Anti-Psma2 Para Wb, Elisa - P25787

Número do item: CM0017979



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PSMA2 (subunidade alfa tipo 2 do proteassoma), validado para WB e ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. 26 kDa. Ideal para pesquisas sobre o proteassoma e a via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | PSMA2 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Observações/alias   | MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2                                                                                                                     |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                          |
| ID do gene (humano) | 5683                                                                                                                                            |
| ID do gene          | 5683                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-234 da PSMA2 humana (NP_002778.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade cruzada | Humana, camundongo                                                                                                                              |
| SWISS               | P25787                                                                                                                                          |
| Peso da proteína    | 26 kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                   |