


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Psma2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25787

Número do item: CM0021357



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho anti-PSMA2 de alta qualidade (P25787) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta PSMA2 humano, de camundongo e rato. Ferramenta essencial para estudos de função do proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5683
ID do Gene	5683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-234 do PSMA2 humano (NP_002778.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25787
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo