


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psma3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25788

Número do item: CM0012362



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PSMA3 adequado para WB, IHC-P, ELISA com amostras humanas, de camundongo e rato. Detecta a subunidade alfa-3 do proteassoma (~28kDa), também conhecida como C8, PSC3, HC8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-PSMA3 de Coelho
Observações/Apelidos	HC8; PSC3; PSMA3
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	5684
GeneID	5684
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25788
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo