


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psma3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25788

Número do item: CM0018132



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PSMA3 humano, uma subunidade do proteassoma 20S essencial para a degradação proteica dependente e independente de ubiquitina. Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre o proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PSMA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HC8; PSC3; PSMA3
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5684
ID do gene	5684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-255 do PSMA3 humano (NP_002779.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P25788
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Embalagem de gelo