

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Psma4 Para Wb, Elisa - P25789

Número do item: CM0016613



introdução

Anticorpo policlonar de coelho de alta qualidade direcionado ao PSMA4 humano (Proteassoma subunidade alfa tipo-4). Validado para WB e ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisa de proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA4 Rabbit pAb
Observações/Alias	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5685
GeneID	5685
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 do PSMA4 humano (NP_001096137.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P25789
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo