

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psma4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P25789

Número do item: CM0022740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PSMA4 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta PSMA4 humano, de rato e camundongo, uma subunidade central do proteassoma 20S crucial para a degradação de proteínas. Ideal para estudos do proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Espécie	Humano
ID do Gene	5685
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 do PSMA4 humano (NP_001096137.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25789
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de Gelo