


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psma5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28066

Número do item: CM0028874



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PSMA5 humano (subunidade alfa tipo-5 do proteassoma). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PSC5; ZETA; PSMA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5686
GeneID	5686
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-241 do PSMA5 humano (NP_002781.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28066
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo