


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psma5 Para Wb, Ip, Elisa - P28066

Número do item: CM0018017



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PSMA5 humano (Subunidade alfa tipo-5 do Proteassoma), validado para WB, IP e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para pesquisa de proteassoma e degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PSC5; ZETA; PSMA5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5686
ID do Gene	5686
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-241 do PSMA5 humano (NP_002781.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P28066
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de Gelo