


Anticorpo Policlonico Anti-Psma6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Número do item: CM0021261



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a PSMA6 humana (subunidade alfa tipo-6 do proteassoma), validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5687
ID do Gene	5687
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 da PSMA6 humana (NP_002782.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60900
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo