


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Psma6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Número do item: CM0014257



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao PSMA6 humano, validado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteassomo e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5687
GeneID	5687
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 do PSMA6 humano (NP_002782.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60900
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Saco de gelo