


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psma7 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14818

Número do item: CM0006566



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PSMA7 humano (Subunidade alfa do proteassoma tipo-7), validado por KD. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PSMA7 [Validado por KD]
Observações/Apelido	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7 [Validado por KD]
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5688
ID do Gene	5688
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-248 do PSMA7 humano (NP_002783.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14818
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Remessa	Em saco de gelo