

## Anticorpo Monoclonal Anti-Psma/Folh1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Número do item: CM0007574



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PSMA/FOLH1 humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. O alvo é uma folato hidrolase e NAALADase envolvida no câncer de próstata e na neurotransmissão.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho PSMA/FOLH1                                                                                                 |
| Observações/Apelido | PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 2346                                                                                                                                      |
| GeneID              | 2346                                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do PSMA/FOLH1 humano (NP_004467.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                  |
| SWISS               | Q04609                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 84kDa                                                                                                                                     |
| Remessa             | Saco de gelo                                                                                                                              |