


Anticorpo Policlonal Anti-Psma/Folh1 Para Wb E Elisa - Q04609

Número do item: CM0020447



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PSMA/FOLH1 humano (gene FOLH1), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa de biomarcadores de câncer de próstata e estudos de sinalização de glutamato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA/FOLH1 Coelho pAb
Observações/Apelido	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2346
GeneID	2346
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04609
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo