

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psma/Folh1 Para Wb, If-P, Elisa - Q04609

Número do item: CM0009797



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PSMA/FOLH1 para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Tem como alvo a carboxipeptidase de glutamato 2 (Q04609) humana e de rato, uma enzima chave na captação de folato e na progressão de tumor prostático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA/FOLH1 mAb de Coelho
Observações/Alíase	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPH; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2346
GeneID	2346
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 da PSMA/FOLH1 humana (Q04609).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q04609
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo