

Polymab® De Coelho Anti-Psma/Folh1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Número do item: CM0011808



introdução

PSMA/FOLH1 PolymAb® de coelho é um anticorpo monoclonal para WB, IHC-P e ELISA. Detecta PSMA humano, de rato e camundongo, um biomarcador de câncer de próstata e carboxipeptidase de glutamato, validado com imunógeno peptídico sintético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMA/FOLH1 PolymAb® de coelho
Observações/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2346
GeneID	2346
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 de PSMA/FOLH1 humano (NP_004467.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04609
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de gelo