


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20618

Número do item: CM0018104



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PSMB1 (HC5/PSC5) para Western blot, IF/ICC, ELISA. Detecta a subunidade beta tipo 1 do proteassoma humano, de camundongo e de rato (26 kDa). Ideal para pesquisas sobre o proteassoma e estudos de degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PSMB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5689
GeneID	5689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-241 do PSMB1 humano (NP_002784.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P20618
Peso da proteína	26 kDa
Transporte	Bolsa de gelo