


Anti-Psmb10 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P40306

Número do item: CM0003033



introdução

O mAb de coelho PSMB10 é um anticorpo monoclonal específico para detectar a subunidade beta-2i do proteassoma em amostras humanas, de camundongo e de rato via WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre imunoproteassoma, processamento de antígenos e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB10 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5699
GeneID	5699
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-273 do PSMB10 humano (P40306).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40306
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Saco com gelo