


Anti-Psmb10 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

Número do item: CM0030094



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PSMB10 humano (LMP10, MECL1, beta2i), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de imunoproteassoma e processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5699
GeneID	5699
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-273 do PSMB10 humano (NP_002792.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40306
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo