


Anticorpo Policlonal Anti-Psmb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49721

Número do item: CM0018511



introdução

O pAc policlonal PSMB2 de Coelho é um anticorpo policlonal que visa a subunidade beta tipo-2 do proteassoma humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisas sobre proteassoma e estudos de degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB2 pAc Coelho
Observações/Apelido	HC7-I; PSMB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5690
GeneID	5690
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-201 do PSMB2 humano (NP_002785.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P49721
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo