

Anticorpo Policlonal Anti-Psmb2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P49721

Número do item: CM0030578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PSMB2, uma subunidade do proteassoma 20S envolvida na degradação de proteínas dependente de ubiquitina. Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Essencial para pesquisa de proteassoma em câncer, neurodegeneração e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HC7-I; PSMB2
Espécie	Humano
ID do Gene	5690
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-201 do PSMB2 humano (NP_002785.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P49721
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de Gelo