


Anticorpo Policlonar Anti-Psmb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49720

Número do item: CM0025399



introdução

Anticorpo policlonar de coelho PSMB3 (HC10-II), adequado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Detecta PSMB3 humano, de camundongo e de rato. Essencial para pesquisa sobre proteassomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HC10-II; PSMB3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5691
ID do Gene	5691
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 da PSMB3 humana (NP_002786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49720
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo