


Anti-Psmb4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P28070

Número do item: CM0027319



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo policlonal de coelho contra o PSMB4 humano (subunidade beta tipo-4 do proteassoma), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a degradação de proteínas e as vias da ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
Espécie	Humano
ID do Gene	5692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 do PSMB4 humano (NP_002787.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28070
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo