


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmb5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P28074

Número do item: CM0022143



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMB5 humano (subunidade beta tipo-5 do proteassoma). Aplicações: WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudos de proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PSMB5 pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | MB1, LMPX, PSMB5                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 5693                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 5693                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 do PSMB5 humano (NP_002788.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | P28074                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |