


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmb6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28072

Número do item: CM0028995



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PSMB6 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PSMB6 em humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LMPY; DELTA; PSMB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5694
GeneID	5694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-239 do PSMB6 humano (NP_002789.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28072
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo