


Anticorpo Policlonal Anti-Psmb7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99436

Número do item: CM0014381



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMB7 humano (Subunidade beta tipo-7 do Proteassoma), validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PSMB7; Z
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5695
ID do Gene	5695
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-200 do PSMB7 humano (NP_002790.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99436
Peso Proteico	30kDa
Envio	Em saco de gelo