


Anti-Psmb8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P28062

Número do item: CM0028302



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMB8 humano, um componente do imunoproteassoma envolvido no processamento de antígenos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de apoptose e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5696
GeneID	5696
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 163-272 do PSMB8 humano (NP_004150.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P28062
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo