


Anticorpo Monoclonal Anti-Psmb9/Lmp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28065

Número do item: CM0011562



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade do imunoproteassoma PSMB9/LMP2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de processamento de antígenos e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB9/LMP2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5698
ID do Gene	5698
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28065
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo