


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmb9/Lmp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28065

Número do item: CM0021262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMB9/LMP2 humano (Subunidade beta tipo-9 do proteassoma). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa em imunoproteassoma e processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMB9/LMP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Espécie	Humano
ID do Gene	5698
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-219 do PSMB9/LMP2 humano (NP_002791.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28065
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo