


Anticorpo Policlonal Anti-Psmc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62191

Número do item: CM0014918



introdução

O pAc PSMC1 de Coelho detecta PSMC1 humano, de camundongo e de rato em WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos do proteassoma 26S e da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc PSMC1 de Coelho
Observações/Apelido	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5700
ID do Gene	5700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-440 do PSMC1 humano (NP_002793.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62191
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo