


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmc2 Para Wb, Elisa - P35998

Número do item: CM0020582



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PSMC2 de alta qualidade validado para WB e ELISA; detecta a subunidade regulatória 7 (S7/MSS1) do proteassoma 26S em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa da via ubiquitina-proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5701
ID do Gene	5701
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do PSMC2 humano (NP_002794.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35998
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo