


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Psmc3 Para Wb - P17980

Número do item: CM0013765



introdução

PSMC3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Tem como alvo o PSMC3 humano, uma subunidade regulatória do proteassoma 26S. Ideal para pesquisa em proteassoma e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5702
ID do Gene	5702
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do PSMC3 humano (NP_002799.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17980
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo