


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psmc4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43686

Número do item: CM0007459



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PSMC4 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta PSMC4 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade reguladora do proteassoma 26S envolvida na degradação de proteínas dependente de ATP. Ideal para pesquisas sobre o proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PSMC4
Observações/Alcunhas	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5704
GeneID	5704
Imunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do PSMC4 humano (NP_006494.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P43686
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo