


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmc4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43686

Número do item: CM0019060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMC4 humano (S6/RPT3/TBP7), adequado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre as funções da subunidade reguladora 6B do proteassoma 26S na degradação de proteínas dependente de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
Espécie	Humano
GeneID	5704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do PSMC4 humano (NP_006494.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43686
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo