


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmc5 Para Wb, Elisa - P62195

Número do item: CM0013120



introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao PSMC5 humano (subunidade reguladora 8 do proteassoma 26S). Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para estudar a função do proteassoma, a degradação de proteínas e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	PSMC5 pAb de coelho
Observações/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5705
GeneID	5705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127–406 do PSMC5 humano (NP_002796.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P62195
Peso da proteína	46 kDa
Transporte	Gelo reutilizável