


Anti-Psmc5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Número do item: CM0014551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PSMC5 humano, uma subunidade reguladora do proteassoma 26S. Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre proteassoma e via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5705
GeneID	5705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-406 do PSMC5 humano (NP_002796.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62195
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo