


Anti-Psmc6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P62333

Número do item: CM0027183



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PSMC6 humano (p42/RPT5/SUG2), validado para WB e ELISA. Reconhece a subunidade reguladora 10B do proteassoma 26S humano e de camundongo. Ideal para estudos da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5706
GeneID	5706
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-150 do PSMC6 humano (NP_002797.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P62333
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo