


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmd1 Para Wb, Elisa - Q99460

Número do item: CM0018910



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMD1 humano (subunidade regulatória não-ATPase 1 do proteassoma 26S). Validado para aplicações de Western blot e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de proteassoma e via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	PSMD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S1; P112; Rpn2; PSMD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5707
GeneID	5707
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 794-953 do PSMD1 humano (NP_002798.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99460
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de Gelo