


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Psmd11 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000231

Número do item: CM0015911



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PSMD11, uma subunidade crucial do proteassoma 26S para montagem. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S9; Rpn6; p44.5; PSMD11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5717
ID do Gene	5717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 253-422 do PSMD11 humano (NP_002806.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O00231
Peso Proteico	47kDa
Remessa	Saco de Gelo