

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmd13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unm6

Número do item: CM0030052



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PSMD13 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PSMD13 de humano, camundongo e rato, uma subunidade reguladora do proteassoma 26S crucial para a degradação proteica. Ideal para estudos de proteassoma e da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD13 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5719
ID do Gene	5719
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da PSMD13 humana (NP_002808.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNM6
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo