


Anti-Psmd14 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O00487

Número do item: CM0014801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMD14 humano, uma subunidade do proteassoma 26S. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Crítico para degradação de proteínas dependente de ubiquitina, reparo de DNA e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSPAb14 de Coelho
Observações/Apelido	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	10213
ID do Gene	10213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 160-300 do PSMD14 humano (NP_005796.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00487
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo