


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psmd2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13200

Número do item: CM0019119



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PSMD2 humano (subunidade regulatória S2 do proteassoma 26S, p97), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos de proteólise mediada por ubiquitina, ciclo celular e vias de apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PSMD2 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2                                                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5708                                                                                                                     |
| GeneID              | 5708                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PSMD2 humano (NP_002799.3) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | Q13200                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 100kDa                                                                                                                   |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                            |